

MEB : EDX

Explication	page 02
1°/ Mise en route de l'EDX	page 03
1.1/ Faire communiquer l'EDX avec le MEB	
1.2/ Créer un nouveau projet	
2°/ Applicable à toute les mesures et d'affichage	page 04 - 09
A/ Détermination des paramètres de mesure	
B/ Bien commencer	
C / Partie Balayage	
E / Différentes icônes	
F / analyse spectre	
G / Acquisition (nombre de coup)	
3°/ Pour réaliser une mesure	page 09
A/ Mesure en un point	page 09
B/ Mesure en objet	page 10
C/ Mesure « profil »	page 11
D/ Mesure « carto »	page 12
E/ Mesure « hypermap »	page 13
4°/ Sauvegarde	page 14
5°/ Diverse icône	page 15
6°/ Quantification	page 17

Working distance : $6 < WD < 7$
Voltage : **3 Kv à 20 Kv**
The dead time must be less than à 30%

Optimal excitation is obtained for an incident energy of about 1.5 to 2 times the energy of the emission line

SOFT : esprit / esprit1

To identify the elements Make an identification at 20 kV to have the lines at high energy (OBJECT measurement)

1°/ Start-up of the EDX :

1.1/ Communicating EDX with the SEM: Launching the SEM software

Normally the RemCon32 program is already open



1°/ Clic on




2°/ Clic on « COMMS »
Sélect « COM2 »

- if « OPEN PORT », To pass in « CLOSE PORT » Clic on « OPEN PORT »


- If « CLOSE PORT », do nothing



3°/ Lauch the software « EXPRIT 1.8 »



Compte : USER
No password




SEM communicate with EDX

1.2 / Create a new project :

Create a new project

Save the project



2°/ Applicable to any type of measurement

A/ Setting of measurement and display parameters

The dead time must be less than 30% but the most ready (parameter to be adjusted in the spectrometer)

Lets have the most information

Spectromètre

Imagerie, MEB (ne pas modifier)

Paramètre de base

Carto / profil : temps de pixel (μ s) = 256
Image : temps de pixel (μ s) = 32

To change the dead time change the **Max. coup en sortie**

Max. coup en sortie

Mode standard = 130 kcps

	Cst temps
20 kcps	3 μ s
60 kcps	2 μ s
130 kcps	1 μ s
275 kcps	0.5 μ s

à 275 kcps = less noise, wider peak, less resolution

Energie max

	Résolution
10 Kev	2,5 Ev/canal
20 Kev	5 Ev/canal (très basse énergie)
40 Kev	10 Ev/canal
80 Kev	20 Ev/canal (inutile)

= 40 Kev en standard ou 20 Kev (plus de résolution)


Le spectre est de 4096 canaux

B/ Paramètres / Problème

Attention aux artefacts :

C'est une mesure de 2 événements en même temps

C'est 2 fois la tension d'un pics






Voltage :

difference layer / materials:

Depth layer :

5 Kv 30μ 40 Kev 130 kcps : 9min

20 Kv 30μ 40 Kev 130 kcps : 9min






Diaphragme :

Time :

Information : Nb coup :


15 Kv 10μ 40 Kev 130 kcps : 9min

15 Kv 120μ 40 Kev 130 kcps : 9min




3° / Scanning


Clic on « Photo », to obtain the picture



Correction of the drift measurement image (put off)




Dans « filtre carto », sélection « aucun »




Change name and number


4°/ Partie mesure



Select measurement : Objet , Profil , Cartos



Lauch measurement



Sauve




Analyze measurement



5.1 – Make a picture

Clic on ●

In Objects select the areas to be measured ●




5.2 – points measures

select one or more points to be measured ●

Define name ●

To acquire a measurement, select a point to be measured, or all of them if you have several
« OBJETS » ●



5.2 – Acquisition , paramètres de mesures

Acquérir to start the measurement


Click on **Acquérir** to change the measurement parameters

You can work in REAL TIME ● or in number of Strokes●

Determine the parameters according to the desired resolution


Attention to measure on several points click on

Tout sélect.




Once the measurements have been made

The materials for each measure must be identified.




5.3 – Browsing for spectrum analysis

5.31 - Divers



Change of scale
- click on the scale and change the height





Color change and fill




To see one or more spectra, check ●

Attention if the color is yellow the acquisition
Acquérir 31 the acquisition is displayed

<input checked="" type="checkbox"/> Tous	cps/eV	Facteur
<input checked="" type="checkbox"/> Acquérir 31	0.12	1.000
<input checked="" type="checkbox"/> Acquérir 30	0.08	1.000
<input checked="" type="checkbox"/> Acquérir 29	0.08	1.000



Allows you to put your purchase in the trash



5.4 – Analyse



Clic on to display the periodic table

Classification		Sélections	X
Fenêtres d'énergies !			
H	F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8	He	
Li Be	Entrées	B C N O F Ne	
Na Mg	I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8	Al Si P S Cl Ar	
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr			
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe			
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn			
Fr Ra Ac Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu			
Th Pa U Np Pu AmCmBk Cf Es Fm Md No Lw			
<input type="button" value="Nouvel élém."/>	<input type="button" value="Efface tout"/>	<input type="button" value="Auto"/>	

We know the elements:

Select each item individually by clicking on it

Classification		Sélections	Aide ident.	X
Fenêtres d'énergies !				
H	F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8	He		
Li Be		B C N O F Ne		
Na Mg		Al Si P S Cl Ar		
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr				
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe				
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn				
Fr Ra Ac Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu				
Th Pa U Np Pu AmCmBk Cf Es Fm Md No Lw				
<input checked="" type="checkbox"/> Raies	Ti	<input type="button" value="Efface tout"/>	<input type="button" value="Auto"/>	
<input type="checkbox"/> Pics				
<input checked="" type="checkbox"/> Régions	Nouvel élém.			

Manuel :

Clic on AIDE IDENT.



Move the black line on the peaks

or

Click on each peak of the most intense peaks and select the material that "suits" you (compare with the other lines)

Classification		Sélections	Aide ident.	X
Fenêtres d'énergies !				
H	F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8	He		
Li Be		B C N O F Ne		
Na Mg		Al Si P S Cl Ar		
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr				
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe				
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn				
Fr Ra Ac Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu				
Th Pa U Np Pu AmCmBk Cf Es Fm Md No Lw				
<input checked="" type="checkbox"/> Raies	Ti	<input type="button" value="Efface tout"/>	<input type="button" value="Auto"/>	
<input type="checkbox"/> Pics				
<input checked="" type="checkbox"/> Régions	Nouvel élém.			

Automatic:

- Click on **Auto** (beware of the results)
- If you want to limit the degrees of freedom of this search, click on the arrow to the right of "Auto",
in "Preset list + automatic" mode, you can systematically include elements (yellow),
and for all "automatic" modes, exclude (pink),
play on the sensitivity ("minimum concentration").

Classification		Sélections	Aide ident.	X
Fenêtres d'énergies !				
H	F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8	He		
Li Be		B C N O F Ne		
Na Mg		Al Si P S Cl Ar		
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr				
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe				
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn				
Fr Ra Ac Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu				
Th Pa U Np Pu AmCmBk Cf Es Fm Md No Lw				
<input checked="" type="checkbox"/> Raies	Ti	<input type="button" value="Efface tout"/>	<input type="button" value="Auto"/>	
<input type="checkbox"/> Pics				
<input checked="" type="checkbox"/> Régions	Nouvel élém.			



6° Mesure Profil

6.1 – Make a photo

The yellow arrow determines our measure

You can move it

She appears below



6.2 – Determine materials

For a faster analysis check your materials

Classification								Sélections											
Fenêtres d'énergies I																			
H	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8											
Li	Be	Entrées																	
Na	Mg	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	B	C	N	O	F	Ne				
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se				
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te				
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po				
Fr	Ra	Ac	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb				
Lu																			
Th								Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No
Lw																			
								O											
								Efface tout											
								Auto											
								Nouvel élém.											


6.3 – Start your measurement

Click on to start the measurement




Click on to change the measurement parameters

We can put a long measurement time and we can stop it at any time


Temps de mesure



6.4 – Analyze your measurement



By observing the curves, we can determine which materials are above




7 – Mesure cartographie

Cartos

7.1 – Make a photo

The yellow arrow determines our measurement


You can move it



7.2 – Determine materials

For a faster analysis check your materials

(avoid doing a spectrum analysis)



7.3 – Start your measurement

Click on to start the measurement

Click on to change the measurement parameters

We can put a long measurement time and we can stop it at any time



Temps/point (Qmap)	
<input checked="" type="radio"/> Temps réel [s]	0.3
<input type="radio"/> Temps corrigé	0.3
Temps minimal recommandé [s]	1.28 s
<input type="radio"/> Coups	1000
Energie min. [keV]	0.25
Energie max. [keV]	20.00
Temps total de mesur	15 min

7.3 – Analyze your measurement




We clic on **CARTOS**


Clic on



We can check several materials




La quantification




1 – select your measure

Start the measurement on your sample




Select your materials

Click on « quantifier »



Choose method « phirhoZ élément identifier »



Cliquer sur « accepter »

Quantification

Travailler à 15kV

Working Distance = 6

Diaphragme = 60

40 Kev 130 kcps